
问题

[Michael Lei](#) · 五月 18, 2021

来自英文社区：超时期为（5）的TCP读取（32000）失败

大家好，

我目前正在开发TCP入站服务，以读取从使用EnsLib.TCP.CountedOutboundAdapter的TCP操作发送的一些XML。

1) 我尝试过EnsLib.TCP.Inbound适配器，但是会出现此错误：

```
错误<Ens> ErrException : <METHOD不存在> zinitConfig + 7 ^ Ens.Host.1 *%New, EnsLib.TCP.InboundAdapter-
登录为'-
数字 - '@'
设置..Adapter = $ classmethod (..# ADAPTER, “ %New ” ) '
```

因此，适配器无法开始侦听传入的连接。

2) 当我改用

[EnsLib.TCP.CountedXMLInboundAdapter](#)或[EnsLib.TCP.CountedInboundAdapter](#)时

，适配器开始侦听给定的端口，但OnProcessInput () 方法未在pInput流中接收任何数据。流始终为空，并在事件日志中引发此错误。

错误<Ens> ErrTCPReadBlockSize : 超时时间为（5）的TCP Read（32000）失败，错误如下：（1144）：l
version = “ 1.0 ” encoding = “ UTF-8 ” ?> Wsma2Message xmlns : ns1 = “ urn : hl7-org : v3 ”

我尝试将读取超时时间一直更改为30秒，但是没有用。从TCPCountedOutboundAdapter发送的XML如下。

```
<?xml版本=“ 1.0 ” 编码=“ UTF-8 ” ?> <Wsma2Message xmlns : ns1 = “ urn : hl7-org : v3 ” > <Header>
<MessageID> PCEN111111111111 </ MessageID> <SendingOrganisationID> 987654321 </ </
SendingOrganisationID> <SendingIndividualID> 5555555555 </ SendingIndividualID> <ReceivingOrganisationID>
123456 </ ReceivingOrganisationID> <MessageType> JCCReferralOut </ MessageType> <CreationTime>
2021-04-28T04 : 27 : 09.231Z </ CreationTime> </ Header> <Payload> <V2> 1KB有效负载在这里</ V2> </
Payload> </ Wsma2Message>
```

3) 有人可以解释一下，我应该使用哪个TCP入站适配器来接收由EnsLib.TCP.CountedOutboundAdapter发送的XML（Stream）吗？

另外，如果有人可以解释这个计数的适配器与普通入站适配器有何不同，我将非常感激。

提前致谢。

[#XML](#) [#Caché](#) [#Ensemble](#)

源

URL:

<https://cn.community.intersystems.com/post/%E6%9D%A5%E8%87%AA%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%A4%B%E5%8C%BA%E7%BC%9A%E8%B6%85%E6%97%B6%E6%9C%9F%E9%99%90%E4%B8%BA%E7%BC%85%E7%BC%89%E7%9A%84tcp%E8%AF%BB%E5%8F%96%E7%BC%8832000%E7%BC%89%E5%A4%B1%E8%B4%A5>