

问题

[Michael Lei](#) · 五月 18, 2021

来自英文社区：超时期限为 (5) 的TCP读取 (32000) 失败

大家好，

我目前正在开发TCP入站服务，以读取从使用EnsLib.TCP.CountedOutboundAdapter的TCP操作发送的一些XML。

1) 我尝试过EnsLib.TCP.Inbound适配器，但是会出现此错误：

错误<Ens> ErrException : <METHOD不存在> zinitConfig + 7 ^ Ens.Host.1 *%New , EnsLib.TCP.InboundAdapter-
登录为'-'
数字 - @'
设置..Adapter = \$ classmethod (.. # ADAPTER , “ %New ”)'

因此，适配器无法开始侦听传入的连接。

2) 当我改用

EnsLib.TCP.CountedXMLInbo
undAdapter或EnsLib.TCP.CountedInboundAdapter时

，适配器开始侦听给定的端口，但OnProcessinput()方法未在pInput流中接收任何数据。流始终为空，并在事件日志中引发此错误。

错误<Ens> ErrTCPReadBlockSize : 超时时间为 (5) 的TCP Read (32000) 失败，错误如下：(1144) : |
version = “ 1.0 ” encoding = “ UTF-8 ” ?> Wsma2Message xmlns : ns1 = “ urn : hl7-org : v3 ”

我尝试将读取超时时间一直更改为30秒，但是没有用。从TCPCountedOutboundAdapter发送的XML如下。

```
< ? xml版本=“ 1.0 ” 编码=“ UTF-8 ” ?> <Wsma2Message xmlns : ns1 = “ urn : hl7-org : v3 ” > <Header>  
<MessageID> PCEN1111111111111111 </ MessageID> <SendingOrganisationID> 987654321 </ </  
SendingOrganisationID> <SendingIndividualID> 5555555555 </ SendingIndividualID> <ReceivingOrganisationID>  
123456 </ ReceivingOrganisationID> <MessageType> JCCReferralOut </ MessageType> <CreationTime>  
2021-04-28T04 : 27 : 09.231Z </ CreationTime> </ Header> <Payload> <V2> 1KB有效负载在这里</ V2> </  
Payload> </ Wsma2Message>
```

3) 有人可以解释一下，我应该使用哪个TCP入站适配器来接收由EnsLib.TCP.CountedOutboundAdapter发送的XML (Stream) 吗？

另外，如果有人可以解释这个计数的适配器与普通入站适配器有何不同，我将非常感激。

提前致谢。

[#XML](#) [#Caché](#) [#Ensemble](#)

源

URL:

[https://cn.community.intersystems.com/post/%E6%9D%A5%E8%87%AA%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%A4%B
E%E5%8C%BA%EF%BC%9A%E8%B6%85%E6%97%B6%E6%9C%9F%E9%99%90%E4%B8%BA%EF%BC%8
85%EF%BC%89%E7%9A%84tcp%E8%AF%BB%E5%8F%96%EF%BC%8832000%EF%BC%89%E5%A4%B1%
E8%B4%A5](https://cn.community.intersystems.com/post/%E6%9D%A5%E8%87%AA%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%A4%B
E%E5%8C%BA%EF%BC%9A%E8%B6%85%E6%97%B6%E6%9C%9F%E9%99%90%E4%B8%BA%EF%BC%8
85%EF%BC%89%E7%9A%84tcp%E8%AF%BB%E5%8F%96%EF%BC%8832000%EF%BC%89%E5%A4%B1%
E8%B4%A5)
