

文章

[Heng Zhang](#) · 九月 11, 2021 阅读大约需分钟

定时删除journal文件方法

背景：在实际场景中，处理历史数据问题会出现数据暴增情况，在此场景journal文件会暴增从而出现磁盘被沾满的风险，因此需要对journal进行删除。

步骤：

1. 点击[系统操作]->[任务管理器]->[新任务]创建定时任务。
2. 按图输入参数

The screenshot shows the configuration form for a task named "PurgeJournalAll". The fields are as follows:

- 任务名称: *
- 描述:
- 任务运行所在的命名空间:
- 任务类型: *
- 执行代码
- 任务优先级:
- 作为此用户运行任务:
- 任务运行时打开输出文件?
- 输出文件:
- 出错时挂起任务?
- 系统重启后重新计划任务?
- 应如何为镜像运行任务:

重要参数：

任务运行所在的命名空间：%SYS

任务类型：运行传统任务

执行代码：do ##Class(%SYS.Journal.File).PurgeAll()

3. 点击[一步]设定时间
按业务需求设定

4. 点击[完成]

备注：此任务在数据暴增情况结束后应挂起。

[#安全](#) [#开发社区常见问题](#) [#开发运维](#) [#InterSystems IRIS](#)

源 URL: <https://cn.community.intersystems.com/post/%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%88%A0%E9%99%A4journal%E6%96%87%E4%BB%B6%E6%96%B9%E6%B3%95>